

差示扫描量热仪

Differential Scanning Calorimeter



玻璃化转变温度 热焓值 固化 氧化诱导期 结晶度

DZ-DSC300C

400-885-2060

南京大展检测仪器有限公司
Nanjing Dazhan Testing Instrument Co., Ltd

DZ-DSC300C

差示扫描量热仪

*全新炉体结构，基线更好，精度更高

*自动切换两路气氛流量

*采用半导体制冷，降温速度快



*彩色触摸屏显示，清晰度高



技术参数

项目	技术参数
温度范围	-40~600°C
温度分辨率	0.001°C
温度波动	±0.01°C
温度重复性	±0.01°C
升温速率	0.1~100°C/min/0.1~40°C/min
控温方式	PID控温、升温、恒温、降温
DSC量程	0~±800mW
DSC精度	0.001mW
工作电源	AC220V/50Hz或定制
气体流量	0-300mL/min
气体压力	≤5Mpa
显示方式	24bit, 7寸LCD触摸屏显示
数据接口	标准USB接口

测试图谱



合作伙伴



南京大展检测仪器有限公司
Nanjing Dazhan Testing Instrument Co., Ltd

地址: 南京市江宁区清水亭西路2号百家湖科技产业园11幢-2

电话: 400-885-2060

官网: www.dzjcyq.com



抖音扫一扫, 关注我们

